

# Ersteinrichtung MediFox (PraxisPad)

Gern zeigen wir Ihnen in diesem Artikel, wie Sie Ihr MediFox PraxisPad freischalten können.


## Verwandte Artikel

- [Ersteinrichtung MediFox \(PraxisPad\)](#)
- [Neues iPad hinzufügen \(PraxisPad\)](#)

## Lösungsweg

### Ersteinrichtung MediFox PraxisPad

1. Zum Starten der Anwendung tippen Sie bitte auf das MediFox therapie-Logo auf dem Startbildschirm Ihres MediFox PraxisPads.
2. Tippen Sie zunächst auf „Fortfahren“.



MediFox PraxisPad einrichten

3. Um Ihr MediFox Praxispad freischalten zu können, geben Sie bitte Ihren persönlichen Aktivierungsschlüssel manuell ein oder scannen Sie den QR-Code von der Aktivierungsschlüsselkarte ab (enthalten im Willkommenspaket).



Aktivierungsschlüssel eingeben

4. Beim Scannen bewegen Sie die Kamera Ihres PraxisPad bitte über dem QR-Code so, dass sich die rote Linie mittig über dem Code befindet.
5. Nun scannt das Gerät den Code automatisch und Ihre Lizenz wird freigeschaltet.

 Haben Sie bereits ein MediFox PraxisPad eingerichtet, können Sie in den Einstellungen im Menüpunkt "Allgemein" ein neues Gerät hinzufügen und den QR-Code mit dem MediFox PraxisPad, das Sie hinzufügen möchten, einscannen.