




Update-Information zur Version 6.0

Die passende Software für jedes Device

MediFox therapie bringt mit der Version 6.0 neue Flexibilität in Ihren Praxisalltag, indem Sie die Web-Version jetzt auf jedem beliebigen Endgerät nutzen können. Darüber hinaus wurde das Verordnungsmanagement für extrabudgetäre Verordnungen verbessert und die Winkelmessung insgesamt optimiert. Alle Informationen hierzu erhalten Sie auf den folgenden Seiten dieser Update-Information.

Übersicht:

- Die neue Web-Version – [Seite 2](#)
- Komfortables Verordnungsmanagement – [Seite 3](#)
- Dokumentation – [Seite 4](#)
- Allgemeine Neuerungen – [Seite 5](#)



Die neue Web-Version

Web-Version jetzt auf allen Plattformen und Geräten nutzbar

Damit Sie bestmöglich von der Web-Version profitieren und diese so flexibel wie möglich nutzen können, wurde die Web-Anwendung vollkommen plattform- und geräteunabhängig gestaltet. Für Sie bedeutet das, dass Sie ab sofort über jeden beliebigen Browser und über alle handelsüblichen Endgeräte auf die Web-Version zugreifen können. Erledigen Sie z.B. die Terminplanung einfach am PC/Mac oder alternativ mit einem Tablet oder Smartphone Ihrer Wahl. Ganz gleich, für welches Betriebssystem oder welchen Gerätehersteller Sie sich entscheiden, Ihre Praxissoftware steht Ihnen einfach überall zur Verfügung. Alle bekannten Funktionen, wie Stammdatenverwaltung, Dokumentation oder Terminplanung, können Sie mit der Web-Version also auch mit Ihrem persönlichem Smartphone von unterwegs erledigen. Die Darstellung der Software passt sich dazu au-

tomatisch Ihrem verwendeten Endgerät an. Lediglich die Abrechnung und Bargeldverwaltung werden derzeit aus praktischen Gründen auf Smartphones ausgeblendet, da diese eine gewisse Mindestauflösung erfordern.

Hinweis: Da die neue Web-Version auch auf Smartphones verfügbar ist, löst diese die bisherige Smartphone-Anwendung ab. Sie erreichen MediFox therapie daher ab sofort auch auf Ihrem Smartphone unter der folgenden Adresse: www.app.medifox-therapie.de

Sollten Sie MediFox therapie offline verwenden wollen, nutzen Sie einfach weiterhin die reguläre iPad-App. Die Web-Version erfordert als rein cloudbasierte Lösung ansonsten nach wie vor eine konstante Internetverbindung.




Die Web-Version kann ab sofort auf allen handelsüblichen Endgeräten genutzt werden

Komfortables Verordnungsmanagement


Neue Prüfautomatik für extrabudgetäre Verordnungen

MediFox therapie prüft jetzt auf Grundlage der Kombination aus ICD-10-Code und Diagnosegruppe automatisch für Sie, ob ein langfristiger Heilmittelbedarf (LHB) bzw. besonderer Verordnungsbedarf (BVB) vorliegt und kennzeichnet dies systemseitig **1**. Sie müssen den langfristigen Heilmittelbedarf also nicht mehr selbst ermitteln und in den Verordnungen hinterlegen. Das spart Zeit und erleichtert den Verwaltungsprozess. Bei Bedarf können Sie den langfristigen Heilmittelbedarf auf allen übrigen Verordnungen

auch manuell kennzeichnen und Ihre Patienten dabei unterstützen, eine gesonderte Genehmigung für langfristigen Heilmittelbedarf gegenüber der Krankenkasse zu erwirken. In diesem Fall erhalten Sie beim Speichern der Verordnung einen Hinweis **2**, dass offiziell kein langfristiger Heilmittelbedarf nach Anlage 2 der Heilmittelrichtlinie vorliegt und der LHB von der Krankenkasse genehmigt werden muss, um extrabudgetär behandeln zu können.



MediFox prüft automatisch anhand der Verordnungsdaten, ob ein langfristiger Heilmittelbedarf vorliegt und kennzeichnet dies automatisch für Sie




Dokumentation

Optimierte Winkelmessung

Die Winkelmessung wurde umfassend überarbeitet und für eine fachgerechte Dokumentation optimiert. Dabei orientiert sich MediFox an den aktuellen DGUV-Empfehlungen und gewährleistet damit einen fachlich fundierten Dokumentationsstandard. Wenn Sie beispielsweise eine Winkelmessung für das linke oder rechte Hüftgelenk durchführen, können Sie nun zunächst die aktiven Werte für die Extension/Flexion, die Abduktion/Adduktion sowie die verschiedenen Rotationsformen erfassen. Die passiven Werte ergänzen Sie nach Bedarf über die Schaltfläche „Passiv hinzufügen“ **1**.

Bei den eingeblendeten Bewegungswinkeln handelt es sich jetzt lediglich um Orientierungswerte, die nicht automatisch vorbelegt bzw. eingetragen werden **2**. Gespeichert werden also nur die Werte, die Sie tatsächlich selbst erfasst haben. Sämtliche Werte und Bezeichnungen wurden zudem insgesamt geprüft und den DGUV-Empfehlungen entsprechend ausgerichtet.



Die Winkelmessung wurde optimiert und entspricht jetzt den aktuellen DGUV-Empfehlungen

Allgemeine Neuerungen

Neue Kennwortrichtlinie für MediFox therapie

Kennwörter sind die virtuellen Schlüssel zu Ihren digitalen Daten und sollten deshalb möglichst sicher sein. Für die Web-Version und die iPad-App gelten daher ab sofort neue Vorgaben für die Vergabe sicherer Kennwörter bzw. PIN-Nummern. Bestehende Kenn-/Passwörter verlieren damit ihre Gültigkeit und müssen bei den folgenden Anmeldungen neu vergeben werden.

Für die Web-Version muss dabei jedes Passwort mindestens:

- aus 10 Zeichen bestehen
- einen Groß- und einen Kleinbuchstaben beinhalten
- eine Zahl enthalten
- ein Sonderzeichen enthalten

Bei der Vergabe der PIN-Nummer für die iPad-App gelten dagegen folgende Vorgaben:


- Die PIN muss aus 6 Zahlen bestehen **1**
- Dieselbe Zahl darf nicht sechsmal vergeben werden

Zudem besteht für die iPad-App ab sofort die Möglichkeit der biometrischen Anmeldung mittels Fingerabdruck bzw. per Gesichtserkennung. Diese Form der Authentifizierung

macht die Anmeldung noch sicherer und unkomplizierter, da insbesondere der Fingerabdruck einzigartig ist und bei jeder Anmeldung schnell erkannt werden kann.

Das PraxisPad kann dabei nur durch einen Benutzer biometrisch entsperrt werden, aber die reguläre Anmeldung per PIN funktioniert auch weiterhin für unterschiedliche Benutzer. In den allgemeinen Einstellungen von MediFox therapie finden Sie dazu die passende Option **2**.

Hinweis: Für den optimalen Betrieb Ihrer MediFox therapie Software empfehlen wir Ihnen, zusätzlich zu den automatischen Software-Updates auch Ihren verwendeten Internet-Browser (Web-Version) sowie die Betriebssysteme Ihrer verwendeten Geräte (z.B. Tablets und Smartphones) stets auf die neueste Version zu aktualisieren. So gewährleisten Sie eine bestmögliche Kompatibilität der Software zu den von Ihnen verwendeten Endgeräten und profitieren zugleich von sämtlichen technischen Neuerungen.



Mit der neuen Kennwortrichtlinie wird die Anmeldung in MediFox therapie noch weiter abgesichert