

## Optimierungen in MD Stationär Version 10.14.4

### Technische Verbesserungen und Anpassungen in Ihrer Pflegesoftware

Titel	Beschreibung
Ausdruck Überleitungsbogen	Beim Druck des Überleitungsbogens ist in speziellen Fällen eine Fehlermeldung aufgetreten.
Liste der Klienten in der Dokumappe	In der Klientenliste der Dokumentation wurde der hinterlegte Pflegegrad des Klienten in speziellen Fällen nicht angezeigt. Das Verhalten ist aufgetreten, wenn einem abschließend genehmigten Pflegegrad zuvor widersprochen wurde.
Medikation	Unter der Bedingung, dass für ein Medikament der Bestand geführt wurde, ist beim Öffnen des Reiters „Medikation“ in der Dokumappe bei einzelnen Klienten eine Fehlermeldung aufgetreten.
Mehrfachauswahl von Automaten für die Dauersignale	In den Einstellungen der Dauersignale lassen sich nun verschiedene Automaten für das Setzen eines Dauersignals zusammenfassen. Klicken Sie dazu beim Bearbeiten eines Dauersignals auf die Schaltfläche "Automatik" und wählen Sie alle gewünschten Automaten als Auslöser für das Dauersignal aus.

Die Updateinformationen zu vorhergehenden Versionen finden Sie immer aktuell in unserer [Wissensdatenbank](#).